


HYPODERMIC NEEDLE

Product Type

Hypodermic Needle								Basic UDI-DI : 611800222HYPONDLEL
16G	17G	18G	20G	21G	22G	23G	24G	
25G	26G	28G	29G	30G	31G	32G		

Intended Use

• Hypodermic needles are used to inject substances into the body or extract fluids from the body while connected to a noninvasive device (e.g., syringe, secondary medication set). A hypodermic needle offers a fast, safe & easy option for rapid delivery of liquids to the patient when the injected substance cannot be ingested orally, as it would not be absorbed or would harm organs.

Product Components

Name	Raw material
Hypodermic Needle	Stainless Steel, SS304, PP - Polypropylene
Protective/Safety Cap	PP - Polypropylene
Packing Material	Medical grade paper and transparent film for EtO (individually blister packed)


Instructions for Use

- Open the packaging by stripping it from the opening place indicated by the arrow sign.
- Visually inspect that the content of package is complete and the package is undamaged.
- The product packaging consists of a sterile needle.
- Without removing the protective cap of the needle, firmly secure the syringe and needle together, pushing the needle toward the syringe tip and turning it clockwise.
- Carefully remove the protective cap of the needle without damaging the needle. For safety hypodermic needles, carefully remove the safety cap of the needle without damaging the needle.
- Inject the liquid to be injected into the intravenously, intramuscularly, subcutaneously or intradermally, according to the application procedure.


The electronic version of "IFU/HYPOND/001 - Instructions for use" is available at www.immedicare.ma.

HYPODERMIC NEEDLE


Hypodermic Safety Needle - Illustrated Instructions




Step 1: Peel open the blister pack and remove the safety device.




Step 2: Push the safety device onto a standard luer slip connector then screw the safety device onto a standard luer lock connection




Step 3: Pull back the hinged cover to expose the needle.




Step 4: Fill the syringe with medication and close the needle cover to transport the needle safely.




Step 5: Prior to the injection, open the needle cover. The needle cover can be rotated for ease of use.



Step 6: Administer the injection and close the needle cover immediately after use.



Step 7: To activate the locking mechanism press the needle cover against a hard surface.
You will hear a 'click' when the needle cover is locked.



Step 8: Dispose of the used syringe into a sharps container.

HYPODERMIC NEEDLE

Compatibility with other medical devices

Suitable for use with connectors "EN ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravenous or hypodermic applications".

Indications

- Hypodermic needles made of empty, sterile and single use stainless steel are used by end users for the injection or withdrawal of both body fluids (blood, etc.) and medical fluids such as medicines.
- It may also be used for liquid/drug preparation.
- The shelf life of product is 5 years.

Contraindications

- Hypodermic needles are not used in more than one patient. The product can be used in a one-time sterile condition with a single patient.
- Cleaning or re-sterilization cannot be performed. It is not intended for use outside the specified intended use. After usage, dispose of the product as medical waste.

Cautions


- Do not use the product if the package is opened and damaged.
- Visually inspect that the content of package is complete and the package is undamaged.
- Do not use the product after the expiration date printed on the primary packaging.
- Before use, check that the hypodermic needle is not blocked and the flow is not obstructed.
- For safety hypodermic needles, activate it away from yourself and others with the one-hand technique. For a high level of safety, use only the finger pad area on the large rough tissue when activating the safety cap. If liquid remains on the needle during the activation of the safety cap or after the injection, it may cause a small amount of splash.
- For safety hypodermic needles, to help avoid HIV (AIDS), HBV (Hepatitis) and other infectious diseases due to accidental needlesticks, activate the protective mechanism immediately after use.
- After injection or aspiration, dispose of the product as medical waste.
- The product is for single use only. It cannot be reused, rework or re-sterilized.
- If the sterile packaging is not used immediately after opening, there is a risk of contamination. Product sterility cannot be maintained, do not use the product.
- Reuse of the product may cause infections, cross-contamination and sepsis.
- If any serious incident occurs, it should be reported to the manufacturer and the competent authority

Storage Conditions

- Store in a cool and dry place.
- Keep it away from direct sunlight and moist environment.
- Do not place more than 5 successive boxes on the top of each other.
- The shelf life of product is 5 years.

HYPODERMIC NEEDLE

Description of Symbols Used

	Manufacturer		Fragile. Handle with care
	Date of manufacture		Keep away from sunlight
	Use-by date		Keep dry
LOT	Batch code		Upper limit of temperature (30°C)
REF	Catalogue number		Humidity limitation (35% – 65%)
MD	Medical Device		Do not use if package is damaged and consult instruction for use
UDI	Unique device identifier		Single sterile barrier system
EC REP	European Authorized Representative		Do not reuse
STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide		Latex free
	Do not resterilize		Non-pyrogenic
	Caution		Consult instruction for use

Manufacturing Site

IM MEDICARE

Address: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Morocco

Email: contact@immedicare.ma


Phone number: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Website: www.immedicare.ma

AIGUILLE HYPODERMIQUE

Product Type

Aiguille hypodermique								UDI-DI de base: 611800222HYPONDLEL
16G	17G	18G	20G	21G	22G	23G	24G	
25G	26G	28G	29G	30G	31G	32G		

Utilisation prévue

• Les aiguilles hypodermiques sont utilisées pour injecter des substances dans le corps ou extraire des liquides du corps tout en étant connectées à un dispositif non invasif (par exemple, une seringue, un set de médicaments secondaires). L'aiguille hypodermique offre une option rapide, sûre et facile pour l'administration rapide de liquides au patient lorsque la substance injectée ne peut pas être ingérée par voie orale, car elle ne serait pas absorbée ou endommagerait les organes.

Composants du produit

Désignation	Matières premières
Aiguille hypodermique	Acier inoxydable, SS304, PP - Polypropylène
Capuchon de protection/sécurité	PP - Polypropylène
Matériau d'emballage	Papier de qualité médicale et film EtO transparent (emballés individuellement sous blister)


Instructions d'usage

- Ouvrir l'emballage en le détachant de l'endroit indiqué par la flèche.
- Vérifier visuellement que le contenu de l'emballage est complet et que l'emballage n'est pas endommagé.
- L'emballage du produit se compose d'une aiguille stérile.
- Sans retirer le capuchon protecteur de l'aiguille, fixez fermement la seringue et l'aiguille ensemble, en poussant l'aiguille vers l'embout de la seringue et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirez avec précaution le capuchon protecteur de l'aiguille sans l'endommager. Pour les aiguilles hypodermiques de sécurité, retirez avec précaution le capuchon de sécurité de l'aiguille sans l'endommager.
- Injecter le liquide à injecter par voie intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique, conformément à la procédure d'application.


La version électronique de « IFU/HYPOND/001 - Instructions d'usage » est disponible sur www.immedicare.ma.

AIGUILLE HYPODERMIQUE


Aiguille hypodermique de sécurité - Instructions en image




Étape 1 : Ouvrez le blister et retirez le dispositif de sécurité.




Étape 2 : Pousser le dispositif de sécurité sur un connecteur luer slip standard, puis visser le dispositif de sécurité sur une connexion luer lock standard.




Étape 3 : Tirez le couvercle à charnière vers l'arrière pour exposer l'aiguille.




Étape 4 : Remplissez la seringue de médicament et fermez le couvercle de l'aiguille pour la transporter en toute sécurité.




Étape 5 : Avant l'injection, ouvrez le couvercle de l'aiguille. Le couvercle de l'aiguille peut être tourné pour faciliter l'utilisation.



Étape 6 : Administrer l'injection et refermer le capuchon de l'aiguille immédiatement après utilisation.



Étape 7 : Pour activer le mécanisme de verrouillage, appuyez le couvercle de l'aiguille contre une surface dure. Vous entendrez un « clic » lorsque le couvercle de l'aiguille sera verrouillé.



Étape 8 : Jeter la seringue usagée dans un conteneur pour objets tranchants.

AIGUILLE HYPODERMIQUE

Compatibilité avec d'autres dispositifs médicaux

Utilisable avec les connecteurs « EN ISO 80369-7 Connecteurs de petit calibre pour liquides et gaz dans les applications de soins de santé - Partie 7 : Connecteurs pour applications intraveineuses ou hypodermiques ».

Indications

- Les aiguilles hypodermiques en acier inoxydable vides, stériles et à usage unique sont utilisées par les utilisateurs finaux pour l'injection ou le retrait de liquides organiques (sang, etc.) et de liquides médicaux tels que les médicaments.
- Elles peuvent également être utilisées pour la préparation de liquides/médicaments.
- La durée de conservation du produit est de 5 ans.

Contre-indications

- Les aiguilles hypodermiques ne sont pas utilisées pour plus d'un patient. Le produit ne peut être utilisé qu'une seule fois en condition stérile avec un seul patient.
- Il n'est pas possible de procéder à un nettoyage ou à une re-stérilisation. Le produit n'est pas destiné à être utilisé en dehors de l'usage spécifié. Après utilisation, le produit doit être éliminé comme un déchet médical.

Précautions


- Ne pas utiliser le produit si l'emballage est ouvert et endommagé.
- Vérifier visuellement que le contenu de l'emballage est complet et que l'emballage n'est pas endommagé.
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption imprimée sur l'emballage primaire.
- Avant utilisation, vérifiez que l'aiguille hypodermique n'est pas bloquée et que le flux n'est pas obstrué.
- Pour la sécurité des aiguilles hypodermiques, activez-la loin de vous et des autres avec la technique d'une seule main. Pour un niveau de sécurité élevé, n'utilisez que la zone du coussinet du doigt sur le grand tissu rouge lors de l'activation du capuchon de sécurité. Si du liquide reste sur l'aiguille pendant l'activation du capuchon de sécurité ou après l'injection, il peut provoquer une petite éclaboussure.
- Pour les aiguilles hypodermiques de sécurité, afin d'éviter le VIH (SIDA), le VHB (hépatite) et d'autres maladies infectieuses dues à des piqûres accidentelles, activez le mécanisme de protection immédiatement après l'utilisation.
- Après l'injection ou l'aspiration, jeter le produit avec les déchets médicaux.
- Le produit est à usage unique. Il ne peut pas être réutilisé, retravaillé ou restérilisé.
- Si l'emballage stérile n'est pas utilisé immédiatement après ouverture, il y a un risque de contamination. Si la stérilité du produit ne peut être maintenue, n'utilisez pas le produit.
- La réutilisation du produit peut entraîner des infections, une contamination croisée et une septicémie.
- Tout incident grave doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Conditions de stockage

- Stocker dans un endroit frais et sec.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et d'un environnement humide.
- Ne pas placer plus de 5 boîtes successives l'une sur l'autre.
- La durée de conservation du produit est de 5 ans.

AIGUILLE HYPODERMIQUE

Description des symboles utilisés

	Fabricant		Fragile. A manipuler avec précaution
	Date de fabrication		Tenir à l'écart de la lumière du soleil
	Date limite d'utilisation		Conserver au sec
LOT	Code du lot		Limite supérieure de température (30°C)
REF	Numéro de catalogue		Limitation de l'humidité (35 % - 65 %)
MD	Dispositif médical		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
UDI	Identifiant unique du dispositif		Système de barrière stérile simple
EC REP	Représentant autorisé européen		Ne pas réutiliser
STERILE EO	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène		Sans latex
	Ne pas restériliser		Non pyrogène
	Avertissement		Consulter le mode d'emploi

Site de production

IM MEDICARE

Adresse : Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Maroc

Email : contact@immedicare.ma


Numéro de téléphone : +212 524 320 877

Fax : +212 524 320 629

Site web : www.immedicare.ma

AGUJA HIPODÉRMICA

Tipo de producto

Aguja hipodérmica								UDI-DI básico: 611800222HYPONDLEL
16G	17G	18G	20G	21G	22G	23G	24G	
25G	26G	28G	29G	30G	31G	32G		

Uso previsto

• Las agujas hipodérmicas se utilizan para inyectar sustancias en el organismo o extraer líquidos del mismo mientras están conectadas a un dispositivo no invasivo (por ejemplo, una jeringa o un set de medicación secundaria). Una aguja hipodérmica ofrece una opción rápida, segura y sencilla para la administración rápida de líquidos al paciente cuando la sustancia inyectada no puede ingerirse por vía oral, ya que no se absorbería o dañaría los órganos.

Componentes del producto

Designación	Materia prima
Aguja hipodérmica	Acero inoxidable, SS304, PP - Polipropileno
Tapón de protección/seguridad	PP - Polipropileno
Material de embalaje	Papel de grado médico y película transparente para EtO (envasados individualmente en blíster)


Instrucciones de uso

- Abra el embalaje desprendiéndolo del lugar de apertura indicado por la señal de la flecha.
- Inspeccione visualmente que el contenido del envase esté completo y que el envase no esté dañado.
- El envase del producto consta de una aguja estéril.
- Sin quitar el capuchón protector de la aguja, fije firmemente la jeringa y la aguja juntas, empujando la aguja hacia la punta de la jeringa y girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- Retire con cuidado el capuchón protector de la aguja sin dañarla. En el caso de las agujas hipodérmicas de seguridad, retire con cuidado el capuchón de seguridad de la aguja sin dañarla.
- Inyectar el líquido a inyectar por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica, según el procedimiento de aplicación.


La versión electrónica de «IFU/HYPOND/001 - Instrucciones de uso» está disponible en www.immedicare.ma.

AGUJA HIPODÉRMICA


Aguja hipodérmica de seguridad - Instrucciones ilustradas




Paso 1: Abra el blíster y retire el dispositivo de seguridad.




Paso 2: Introduzca el dispositivo de seguridad en un conector luer slip estándar y, a continuación, enrosque el dispositivo de seguridad en una conexión luer lock estándar




Paso 3: Tire hacia atrás de la tapa abatible para dejar al descubierto la aguja.




Paso 4: Llene la jeringa con medicamento y cierre la tapa de la aguja para transportar la aguja de forma segura.




Paso 5: Antes de la inyección, abra la tapa de la aguja. La tapa de la aguja puede girarse para facilitar su uso.



Paso 6: Administrar la inyección y cerrar la tapa de la aguja inmediatamente después de su uso.



Paso 7: Para activar el mecanismo de bloqueo, presione la tapa de la aguja contra una superficie dura.
Oirá un «clic» cuando la tapa de la aguja esté bloqueada.



Paso 8: Deseche la jeringa usada en un contenedor para objetos punzantes.

AGUJA HIPODÉRMICA

Compatibilidad con otros productos sanitarios

Apto para uso con conectores «EN ISO 80369-7 Conectores de pequeño calibre para líquidos y gases en aplicaciones sanitarias - Parte 7: Conectores para aplicaciones intravenosas o hipodérmicas».

Indicaciones

- Las agujas hipodérmicas de acero inoxidable vacías, estériles y de un solo uso son utilizadas por los usuarios finales para la inyección o extracción tanto de fluidos corporales (sangre, etc.) como de fluidos médicos como medicamentos.
- También pueden utilizarse para la preparación de líquidos/fármacos.
- La vida útil del producto es de 5 años.

Contraindicaciones

- Las agujas hipodérmicas no se utilizan en más de un paciente. El producto puede utilizarse en condiciones de esterilidad una sola vez con un solo paciente.
- No se puede limpiar ni reesterilizar. No está previsto su uso fuera del uso previsto especificado. Después de su uso, deseché el producto como residuo médico.

Precauciones


- No utilice el producto si el envase está abierto y dañado.
- Compruebe visualmente que el contenido del envase está completo y que el envase no está dañado.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa en el envase primario.
- Antes de utilizarlo, compruebe que la aguja hipodérmica no está bloqueada y que el flujo no está obstruido.
- Para que las agujas hipodérmicas sean seguras, actívelas lejos de usted y de otras personas con la técnica de una sola mano. Para mayor seguridad, utilice sólo la zona de la yema del dedo en el tejido rugoso grande al activar el capuchón de seguridad. Si queda líquido en la aguja durante la activación del capuchón de seguridad o después de la inyección, puede provocar una pequeña salpicadura.
- En el caso de las agujas hipodérmicas de seguridad, para ayudar a evitar el VIH (SIDA), el VHB (Hepatitis) y otras enfermedades infecciosas debidas a pinchazos accidentales, active el mecanismo de protección inmediatamente después de su uso.
- Tras la inyección o aspiración, desechar el producto como residuo médico.
- El producto es de un solo uso. No puede reutilizarse, reelaborarse ni reesterilizarse.
- Si no se utiliza el envase estéril inmediatamente después de abrirlo, existe riesgo de contaminación. Si no se puede mantener la esterilidad del producto, no lo utilice.
- La reutilización del producto puede causar infecciones, contaminación cruzada y sepsis.
- Si se produce algún incidente grave, debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente.

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa y de ambientes húmedos.
- No colocar más de 5 cajas sucesivas una encima de otra.
- La vida útil del producto es de 5 años.

AGUJA HIPODÉRMICA

Descripción de los símbolos utilizados

	Fabricante		Frágil. Manipular con cuidado
	Fecha de fabricación		Mantener alejado de la luz solar
	Fecha de caducidad		Mantener seco
LOT	Código de lote		Límite superior de temperatura (30°C)
REF	Número de catálogo		Límite de humedad (35% - 65%)
MD	Producto sanitario		No utilizar si el envase está dañado y consultar las instrucciones de uso
UDI	Identificador único del producto		Sistema de barrera estéril único
EC REP	Representante europeo autorizado		No reutilizar
STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno		Sin látex
	No reesterilizar		No pirogénico
	Precaución		Consultar instrucciones de uso

Lugar de fabricación

IM MEDICARE

Dirección: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Marruecos

Correo electrónico: contact@immedicare.ma


Teléfono: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Página web: www.immedicare.ma

AGULHA HIPODÉRMICA

Tipo de produto

Agulha hipodérmica								UDI-DI de base: 611800222HYPONDLEL
16G	17G	18G	20G	21G	22G	23G	24G	
25G	26G	28G	29G	30G	31G	32G		

Utilização prevista

• As agulhas hipodérmicas são utilizadas para injetar substâncias no corpo ou extrair fluidos do corpo enquanto estão ligadas a um dispositivo não invasivo (por exemplo, seringa, conjunto de medicação secundária). Uma agulha hipodérmica oferece uma opção rápida, segura e fácil para a administração rápida de líquidos ao doente quando a substância injectada não pode ser ingerida por via oral, uma vez que não seria absorvida ou prejudicaria os órgãos.

Componentes do produto

Designação	Matéria-prima
Agulha hipodérmica	Aço inoxidável, SS304, PP - Polipropileno
Tampa de proteção/segurança	PP - Polipropileno
Material de embalagem	Papel de qualidade médica e película transparente para EtO (embalados individualmente em blister)


Instruções de utilização

- Abrir a embalagem, retirando-a do local de abertura indicado pelo sinal de seta.
- Verificar visualmente se o conteúdo da embalagem está completo e se a embalagem não está danificada.
- A embalagem do produto é constituída por uma agulha esterilizada.
- Sem retirar a tampa protetora da agulha, fixar firmemente a seringa e a agulha, empurrando a agulha para a ponta da seringa e rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
- Retirar cuidadosamente a tampa protetora da agulha sem danificar a agulha. No caso das agulhas hipodérmicas de segurança, retirar cuidadosamente a tampa de proteção da agulha sem danificar a agulha.
- Injetar o líquido a ser injetado por via intravenosa, intramuscular, subcutânea ou intradérmica, de acordo com o procedimento de aplicação.


A versão eletrónica de "IFU/HYPOND/001 - Instruções de utilização" está disponível em www.immedicare.ma.

AGULHA HIPODÉRMICA


Agulha hipodérmica de segurança - Instruções ilustradas




Passo 1: Abrir a embalagem blister e retirar o dispositivo de segurança.




Passo 2: Empurrar o dispositivo de segurança para um conector luer slip standard e depois aparafusar o dispositivo de segurança numa ligação luer lock standard




Passo 3: Puxar para trás a tampa articulada para expor a agulha.




Passo 4: Encher a seringa com o medicamento e fechar a tampa da agulha para a transportar em segurança.




Passo 5: Antes da injeção, abrir a tampa da agulha. A tampa da agulha pode ser rodada para facilitar a utilização.



Passo 6: Administrar a injeção e fechar a tampa da agulha imediatamente após a utilização.



Passo 7: Para ativar o mecanismo de bloqueio, pressione a tampa da agulha contra uma superfície dura. Ouvirá um “clique” quando a tampa da agulha estiver bloqueada.



Passo 8: Deitar fora a seringa usada num recipiente para objectos cortantes.

AGULHA HIPODÉRMICA

Compatibilidade com outros dispositivos médicos

Adequado para utilização com conectores “EN ISO 80369-7 Conectores de pequeno diâmetro para líquidos e gases em aplicações de cuidados de saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravenosas ou hipodérmicas”.

Indicações

- As agulhas hipodérmicas de aço inoxidável vazias, estéreis e de utilização única são utilizadas pelos utilizadores finais para a injeção ou retirada de fluidos corporais (sangue, etc.) e de fluidos médicos, como medicamentos.
- Também podem ser utilizadas para a preparação de líquidos/drogas.
- O prazo de validade do produto é de 5 anos.

Contra-indicações

- As agulhas hipodérmicas não são utilizadas em mais do que um doente. O produto pode ser utilizado numa condição estéril única com um único doente.
- Não é possível efetuar uma limpeza ou reesterilização. Não se destina a ser utilizado fora da utilização prevista especificada. Após a utilização, eliminar o produto como lixo hospitalar.

Precauções


- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta e danificada.
- Verificar visualmente se o conteúdo da embalagem está completo e se a embalagem não está danificada.
- Não utilizar o produto após o prazo de validade impresso na embalagem primária.
- Antes da utilização, verificar se a agulha hipodérmica não está bloqueada e se o fluxo não está obstruído.
- Para agulhas hipodérmicas de segurança, activá-las longe de si e dos outros com a técnica de uma mão. Para um elevado nível de segurança, utilize apenas a zona da almofada do dedo no tecido rugoso grande quando ativar a tampa de segurança. Se o líquido permanecer na agulha durante a ativação da tampa de segurança ou após a injeção, pode provocar uma pequena quantidade de salpicos.
- No caso das agulhas hipodérmicas de segurança, para ajudar a evitar o VIH (SIDA), o VHB (hepatite) e outras doenças infecciosas devidas a seringas acidentais, ativar o mecanismo de proteção imediatamente após a utilização.
- Após a injeção ou aspiração, eliminar o produto como lixo hospitalar.
- O produto destina-se a uma única utilização. Não pode ser reutilizado, retrabalhado ou reesterilizado.
- Se a embalagem esterilizada não for utilizada imediatamente após a abertura, existe o risco de contaminação. Se a esterilidade do produto não puder ser mantida, não utilizar o produto.
- A reutilização do produto pode causar infeções, contaminação cruzada e sépsis.
- Se ocorrer algum incidente grave, este deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente

Condições de armazenamento

- Guardar num local fresco e seco.
- Manter afastado da luz solar direta e de ambientes húmidos.
- Não colocar mais de 5 caixas sucessivas umas em cima das outras.
- O prazo de validade do produto é de 5 anos.

AGULHA HIPODÉRMICA

Descrição dos símbolos utilizados

	Fabricante		Frágil. Manusear com cuidado
	Data de fabrico		Manter afastado da luz solar
	Data limite de utilização		Manter seco
LOT	Código do lote		Limite superior de temperatura (30°C)
REF	Número de catálogo		Limitação da humidade (35% - 65%)
MD	Dispositivo médico		Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de utilização
UDI	Identificador único do dispositivo		Sistema de barreira estéril única
EC REP	Representante Autorizado Europeu		Não reutilizar
STERILE EO	Esterilizado com óxido de etileno		Sem látex
	Não reesterilizar		Não pirogénico
	Cuidado		Consultar instruções de utilização

Local de fabrico

IM MEDICARE

Endereço: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Marrocos

Correio eletrónico: contact@immedicare.ma

Número de telefone: +212 524 320 877

Fax: +212 524 320 629

Sítio Web: www.immedicare.ma