


HYPODERMIC NEEDLE

Product Type

Hypodermic Needle								Basic UDI-DI: 611800222HYPONDLEL
16G	17G	18G	20G	21G	22G	23G	24G	
25G	26G	28G	29G	30G	31G	32G		

Product Components

Name	Raw material
Hypodermic Needle	Stainless Steel, SS304, PP – Polypropylene
Protective/Safety Cap	PP - Polypropylene
Packing Material	Medical grade paper and transparent film for EtO (individually blister packed)

Product Description

- A non-dedicated, sharp bevel-edged, hollow tubular device designed to inject substances into the body or extract fluids from the body while connected to a noninvasive device. Some variants include a protective shielding mechanism (e.g., safety cap) to prevent sharp injuries.
- It is not specifically intended for blood collection or arterial puncture and lacks fixation wings, distinguishing it from blood collection, intra-arterial, or venous butterfly needles.
- This is a single-use device, ensuring safety and reducing the risk of contamination.

Intended Use

- Hypodermic needles are used to inject substances into the body or extract fluids from the body while connected to a noninvasive device (e.g., syringe, secondary medication set).
- A hypodermic needle offers a fast, safe & easy option for rapid delivery of liquids to the patient when the injected substance cannot be ingested orally, as it would not be absorbed or would harm organs.

Intended User

The medical device shall be used by Healthcare Professional.

Patient Population

Hypodermic needles are designed for use with individuals of all ages, from newborns to adults and the elderly.

Instructions for Use

- Open the packaging by stripping it from the opening place indicated by the arrow sign.
- Visually inspect that the content of the package is complete, and the package is undamaged.
- The product packaging consists of a sterile needle.



HYPODERMIC NEEDLE

- Without removing the protective cap of the needle, firmly secure the syringe and needle together, pushing the needle toward the syringe tip and turning it clockwise.
- Carefully remove the protective cap of the needle without damaging the needle. For safety hypodermic needles, carefully remove the safety cap of the needle without damaging the needle.
- Inject the liquid to be injected into the intravenously, intramuscularly, subcutaneously or intradermally, according to the application procedure.

The electronic version of "IFU/HYPONDL/001 - Instructions for use" is available at www.immedicare.ma.

Compatibility with other medical devices

Suitable for use with connectors "EN ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravenous or hypodermic applications".

Indications

- Hypodermic needles made of empty, sterile and single use stainless steel are used by end users for the injection or withdrawal of both body fluids (blood, etc.) and medical fluids such as medicines.
- It may also be used for liquid/drug preparation.

Contraindications

- Hypodermic needles are not used in more than one patient. The product can be used in a one-time sterile condition with a single patient.
- Cleaning or re-sterilization cannot be performed. It is not intended for use outside the specified intended use. After usage, dispose of the product as medical waste.

Cautions

- Do not use the product if the package is opened and damaged.
- Visually inspect that the content of the package is complete, and the package is undamaged.
- Do not use the product after the expiration date printed on the primary packaging.
- Before use, check that the hypodermic needle is not blocked, and the flow is not obstructed.
- For safety hypodermic needles, activate it away from yourself and others with the one-hand technique. For a high level of safety, use only the finger pad area on the large rough tissue when activating the safety cap. If liquid remains on the needle during the activation of the safety cap or after the injection, it may cause a small amount of splash.
- For safety hypodermic needles, to help avoid HIV (AIDS), HBV (Hepatitis) and other infectious diseases due to accidental needlesticks, activate the protective mechanism immediately after use.
- After injection or aspiration, dispose of the product as medical waste.
- The product is for single use only. It cannot be reused, reworked or re-sterilized.
- If the sterile packaging is not used immediately after opening, there is a risk of contamination. Product sterility cannot be maintained, do not use the product.
- Reuse of the product may cause infections, cross-contamination and sepsis.



HYPODERMIC NEEDLE

Disclaimer

- The Medical device is supplied with limited functionality, I'M MEDICARE does not warrant any foreseeable risk resulting from improper/ misuse of the medical device
- Device should not be used out of its instructions for use. In case the device is used out of its instructions described, the manufacturer/supplier must be informed for any usage outside of its recommendations.
- If any serious incident occurs, it should be reported to the manufacturer and the competent authority.

For any feedback or inquiries, customers/users can contact us at:

Email: contact@immedicare.ma

Customer Care No: +212 524 32 08 77

Adverse Event

- The device is supplied with limited functionality, and there are no foreseeable risks associated with its use.
- Improper use may cause redness, swelling, bruising, or other adverse effects.

Device Malfunction/Failure

In case of a device malfunction or failure, follow these steps:

- Discontinue use immediately if you notice any leakage, difficulty in activation, or failure to perform as intended.
- Do not attempt to repair the device yourself.
- Dispose of the device safely following the provided disposal guidelines.
- Report the malfunction to the manufacturer or an authorized representative for further investigation.



Storage Conditions

- Store in a cool and dry place.
- Keep it away from direct sunlight and moist environment.
- The shelf life of product is 5 years.



HYPODERMIC NEEDLE

Description of Symbols Used

Symbol	Description	Symbol	Description
	Manufactured by		Keep away from sunlight
	Date of manufacturing		Keep dry
	Use-by / Expiry date		Temperature limitation
	Lot number / Batch number		Moisture limitation
	Product reference		Do not use if the package is damaged
	Medical device		Single sterile barrier system
	Unique device identifier		Do not reuse
	European Authorized Representative		Latex free
	CE marking		Non-pyrogenic
	Sterilized by Ethylene oxide		Consult for IFU
	Do not re-sterilize		Do not use hook
	Caution / Warning (Read IFU before use)		Stock and store in upright condition
	Fragile. Handle with care		

I'M MEDICARE

Address: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Morocco

Email: contact@immedicare.ma

Phone number: +212 524 32 08 77

Fax: +212 524 32 06 29

Website: www.immedicare.ma



Name: EUCEREP


Address: Roald Dahllaan 33, 5629MC, Eindhoven, The Netherlands

Email: eucerep@eucerep.com



AIGUILLE HYPODERMIQUE

Types du produit

Aiguille hypodermique								UDI-DI de base : 611800222HYPONDLEL
16G	17G	18G	20G	21G	22G	23G	24G	
25G	26G	28G	29G	30G	31G	32G		

Composants du produit

Désignation	Matières premières
Aiguille hypodermique	Acier inoxydable, SS304, PP – Polypropylène
Capuchon de protection/sécurité	PP – Polypropylène
Matériau d'emballage	Papier de grade médical et film transparent pour EtO (emballés individuellement sous blister).

Description du produit

- Dispositif tubulaire creux, tranchant et biseauté, non dédié, conçu pour injecter des substances dans le corps ou extraire des fluides lorsqu'il est connecté à un dispositif non invasif. Certaines variantes incluent un mécanisme de protection (ex.: capuchon de sécurité) pour prévenir les blessures par objets tranchants.
- Il n'est pas spécifiquement destiné au prélèvement sanguin ou à la ponction artérielle et ne possède pas d'ailes de fixation, ce qui le distingue des aiguilles de prélèvement sanguin, des aiguilles intra-artérielles ou des aiguilles papillon veineuses.
- Ce dispositif est à usage unique, garantissant la sécurité et réduisant le risque de contamination.

Utilisation prévue

- Les aiguilles hypodermiques sont utilisées pour injecter des substances dans le corps ou extraire des fluides lorsqu'elles sont connectées à un dispositif non invasif (par exemple, une seringue, un set secondaire de médicament).
- Une aiguille hypodermique offre une option rapide, sûre et facile pour l'administration rapide de liquides au patient lorsque la substance injectée ne peut pas être ingérée par voie orale, car elle ne serait pas absorbée ou pourrait nuire aux organes.

Utilisateur prévu

Le dispositif médical doit être utilisé par un professionnel de santé.

Population cible

Les aiguilles hypodermiques sont conçues pour être utilisées chez des patients de tous âges, des nouveau-nés aux adultes et aux personnes âgées.

Instructions d'usage

- Ouvrir l'emballage en le détachant de l'endroit indiqué par la flèche.



AIGUILLE HYPODERMIQUE

- Vérifier visuellement que le contenu de l'emballage est complet et que l'emballage n'est pas endommagé.
- L'emballage du produit se compose d'une aiguille stérile.
- Sans retirer le capuchon protecteur de l'aiguille, fixez fermement la seringue et l'aiguille ensemble, en poussant l'aiguille vers l'embout de la seringue et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Retirez avec précaution le capuchon protecteur de l'aiguille sans l'endommager. Pour les aiguilles hypodermiques de sécurité, retirez avec précaution le capuchon de sécurité de l'aiguille sans l'endommager.
- Injecter le liquide à injecter par voie intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée ou intradermique, conformément à la procédure d'application.

La version électronique de « IFU/HYPONDL/001 - Instructions d'usage » est disponible sur www.immedicare.ma.

Compatibilité avec d'autres dispositifs médicaux

Convient pour une utilisation avec les connecteurs « EN ISO 80369-7 Connecteurs de petit calibre pour liquides et gaz dans les applications de soins de santé - Partie 7 : Connecteurs pour applications intraveineuses ou hypodermiques ».

Indications

- Les aiguilles hypodermiques en acier inoxydable vides, stériles et à usage unique sont utilisées par les utilisateurs finaux pour l'injection ou le retrait de liquides organiques (sang, etc.) et de liquides médicaux tels que les médicaments.
- Elles peuvent également être utilisées pour la préparation de liquides/médicaments.

Contre-indications

- Les aiguilles hypodermiques ne sont pas utilisées pour plus d'un patient. Le produit ne peut être utilisé qu'une seule fois en condition stérile avec un seul patient.
- Il n'est pas possible de procéder à un nettoyage ou à une re-stérilisation. Le produit n'est pas destiné à être utilisé en dehors de l'usage spécifié. Après utilisation, le produit doit être éliminé comme un déchet médical.

Précautions

- Ne pas utiliser le produit si l'emballage est ouvert et endommagé.
- Vérifier visuellement que le contenu de l'emballage est complet et que l'emballage n'est pas endommagé.
- Ne pas utiliser le produit après la date de péremption imprimée sur l'emballage primaire.
- Avant utilisation, vérifiez que l'aiguille hypodermique n'est pas bloquée et que le flux n'est pas obstrué.
- Pour la sécurité des aiguilles hypodermiques, activez-la loin de vous et des autres avec la technique d'une seule main. Pour un niveau de sécurité élevé, n'utilisez que la zone du coussinet du doigt sur le grand tissu rugueux lors de l'activation du capuchon de sécurité. Si du liquide reste sur l'aiguille pendant l'activation du capuchon de sécurité ou après l'injection, il peut provoquer une petite éclaboussure.
- Pour les aiguilles hypodermiques de sécurité, afin d'éviter le VIH (SIDA), le VHB (hépatite) et d'autres maladies infectieuses dues à des piqûres accidentelles, activez le mécanisme de protection immédiatement après l'utilisation.
- Après l'injection ou l'aspiration, jeter le produit avec les déchets médicaux.
- Le produit est à usage unique. Il ne peut pas être réutilisé, retravaillé ou restérilisé.
- Si l'emballage stérile n'est pas utilisé immédiatement après ouverture, il y a un risque de contamination. Si la stérilité du produit ne peut être maintenue, n'utilisez pas le produit.



AIGUILLE HYPODERMIQUE

- La réutilisation du produit peut entraîner des infections, une contamination croisée et une septicémie.

Clause de non-responsabilité

- Le dispositif médical est fourni avec des fonctionnalités limitées. I'M MEDICARE ne garantit aucun risque prévisible résultant d'une utilisation inappropriée ou abusive du dispositif médical.
- Le dispositif ne doit pas être utilisé en dehors de ses indications ou instructions d'utilisation. En cas d'utilisation non conforme aux instructions décrites, le fabricant/fournisseur doit être informé de toute utilisation en dehors de ses recommandations.
- En cas d'incident grave, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

Pour toute remarque ou demande d'information, les clients/utilisateurs peuvent nous contacter à :

Email : contact@immedicare.ma

Service Client : +212 524 32 08 77

Effets indésirables

- Le dispositif est fourni avec une fonctionnalité limitée et ne présente aucun risque prévisible lors de son utilisation.
- Une utilisation inappropriée peut entraîner des rougeurs, un gonflement, des ecchymoses ou d'autres effets indésirables.

Dysfonctionnement / Panne du dispositif

En cas de dysfonctionnement ou de panne du dispositif, suivez ces étapes :

- Arrêtez immédiatement son utilisation si vous observez une fuite, une difficulté d'activation ou un défaut de fonctionnement.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Éliminez l'appareil en toute sécurité en suivant les directives de mise au rebut fournies.
- Signalez le dysfonctionnement au fabricant ou à un représentant autorisé pour une enquête approfondie.

Conditions de stockage

- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de l'environnement humide.
- La durée de conservation du produit est de 5 ans.



AIGUILLE HYPODERMIQUE

Description des symboles utilisés

Symbole	Description	Symbole	Description
	Fabricant		À conserver à l'abri de la lumière
	Date de fabrication		À conserver au sec
	Date limite d'utilisation		Limitation de température
	Numéro de lot / Numéro de série		Limitation d'humidité
	Référence du produit		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Dispositif médical		Système de barrière stérile unique
	Identifiant unique du dispositif		Ne pas réutiliser
	Représentant autorisé en Europe		Sans latex
	Marquage CE		Non pyrogène
	Stérilisé par oxyde d'éthylène		Consulter les instructions pour l'utilisation (IFU)
	Ne pas restériliser		Ne pas utiliser de crochet
	Précaution / Avertissement (Lire les instructions avant utilisation)		Stocker et conserver en position verticale
	Fragile. Manipuler avec précaution		

I'M MEDICARE

Adresse : Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Maroc

Email : contact@immedicare.ma

Numéro de téléphone : +212 524 32 08 77

Fax : +212 524 32 06 29

Site web : www.immedicare.ma



Nom : EUCEREP


Adresse : Roald Dahllaan 33, 5629MC, Eindhoven, Pays-Bas

Email : eucerep@eucerep.com



AGUJA HIPODÉRMICA

Tipo de producto

Aguja hipodérmica								UDI-DI básico: 611800222HYPONDLEL
16G	17G	18G	20G	21G	22G	23G	24G	
25G	26G	28G	29G	30G	31G	32G		

Componentes del producto

Nombre	Materia prima
Aguja hipodérmica	Acero inoxidable, SS304, PP – Polipropileno
Tapa de protección/seguridad	PP – Polipropileno
Material de embalaje	Papel de grado médico y película transparente para esterilización con óxido de etileno (EtO), envasado individualmente en blíster.

Descripción del producto

- Dispositivo tubular hueco, afilado y biselado, no dedicado, diseñado para inyectar sustancias en el cuerpo o extraer fluidos cuando se conecta a un dispositivo no invasivo. Algunas variantes incluyen un mecanismo de protección (ej.: tapa de seguridad) para prevenir lesiones por objetos cortantes.
- No está específicamente destinado a la recolección de sangre o a la punción arterial y carece de alas de fijación, lo que lo diferencia de las agujas de extracción de sangre, intraarteriales o mariposas venosas.
- Este dispositivo es de un solo uso, garantizando la seguridad y reduciendo el riesgo de contaminación.

Uso previsto

- Las agujas hipodérmicas se utilizan para inyectar sustancias en el cuerpo o extraer fluidos cuando están conectadas a un dispositivo no invasivo (por ejemplo, una jeringa, un set secundario de medicación).
- Una aguja hipodérmica ofrece una opción rápida, segura y fácil para la administración rápida de líquidos al paciente cuando la sustancia inyectada no puede ser ingerida por vía oral, ya que no sería absorbida o podría dañar los órganos.

Usuario previsto

El dispositivo médico debe ser utilizado por un profesional de la salud.

Población de pacientes

Las agujas hipodérmicas están diseñadas para ser utilizadas en personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos y ancianos.



AGUJA HIPODÉRMICA

Instrucciones de uso

- Abra el embalaje desprendiéndolo del lugar de apertura indicado por la señal de la flecha.
- Inspeccione visualmente que el contenido del envase esté completo y que el envase no esté dañado.
- El envase del producto consta de una aguja estéril.
- Sin quitar el capuchón protector de la aguja, fije firmemente la jeringa y la aguja juntas, empujando la aguja hacia la punta de la jeringa y girándola en el sentido de las agujas del reloj.
- Retire con cuidado el capuchón protector de la aguja sin dañarla. En el caso de las agujas hipodérmicas de seguridad, retire con cuidado el capuchón de seguridad de la aguja sin dañarla.
- Inyectar el líquido a inyectar por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea o intradérmica, según el procedimiento de aplicación.

La versión electrónica de «IFU/HYPONDL/001 - Instrucciones de uso» está disponible en www.immedicare.ma.

Compatibilidad con otros productos sanitarios

Apto para uso con «EN ISO 80369-7 Conectores de pequeño diámetro para líquidos y gases en aplicaciones sanitarias - Parte 7: Conectores para aplicaciones intravenosas o hipodérmicas».

Indicaciones

- Las agujas hipodérmicas de acero inoxidable vacías, estériles y de un solo uso son utilizadas por los usuarios finales para la inyección o extracción tanto de fluidos corporales (sangre, etc.) como de fluidos médicos como medicamentos.
- También pueden utilizarse para la preparación de líquidos/fármacos.

Contraindicaciones

- Las agujas hipodérmicas no se utilizan en más de un paciente. El producto puede utilizarse en condiciones de esterilidad una sola vez con un solo paciente.
- No se puede limpiar ni reesterilizar. No está previsto su uso fuera del uso previsto especificado. Después de su uso, deseché el producto como residuo médico.

Precauciones

- No utilice el producto si el envase está abierto y dañado.
- Compruebe visualmente que el contenido del envase esté completo y que el envase no está dañado.
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa en el envase primario.
- Antes de utilizarlo, compruebe que la aguja hipodérmica no está bloqueada y que el flujo no está obstruido.
- Para la seguridad de las agujas hipodérmicas, actívela lejos de usted y de los demás utilizando la técnica de una sola mano.
- Para un nivel de seguridad alto, utilice solo la zona del cojín del dedo sobre el gran tejido rugoso al activar el capuchón de seguridad. Si queda líquido en la aguja durante la activación del capuchón de seguridad o después de la inyección, puede causar una pequeña salpicadura.
- En el caso de las agujas hipodérmicas de seguridad, para ayudar a evitar el VIH (SIDA), el VHB (Hepatitis) y otras enfermedades infecciosas debidas a pinchazos accidentales, active el mecanismo de protección inmediatamente después de su uso.



AGUJA HIPODÉRMICA

- Tras la inyección o aspiración, desechar el producto como residuo médico.
- El producto es de un solo uso. No puede reutilizarse, reelaborarse ni reesterilizarse.
- Si no se utiliza el envase estéril inmediatamente después de abrirlo, existe riesgo de contaminación.

Si no se puede mantener la esterilidad del producto, no lo utilice.

- La reutilización del producto puede causar infecciones, contaminación cruzada y sepsis.

Descargo de responsabilidad

- El dispositivo médico se suministra con funcionalidad limitada, y I'M MEDICARE no garantiza ningún riesgo previsible derivado de un uso indebido o incorrecto del dispositivo médico.
- El dispositivo no debe usarse fuera de sus indicaciones/instrucciones de uso. En caso de que el dispositivo se utilice fuera de las instrucciones descritas, el fabricante/proveedor debe ser informado de cualquier uso fuera de sus recomendaciones.
- En caso de un incidente grave, debe informarse al fabricante y a la autoridad competente.

Para cualquier comentario o consulta, los clientes/usuarios pueden contactarnos en:

Correo electrónico: contact@immedicare.ma

Atención al cliente: +212 524 32 08 77

Evento adverso

- El dispositivo se suministra con una funcionalidad limitada y no presenta riesgos previsibles en su uso.
- Un uso inadecuado puede causar enrojecimiento, hinchazón, hematomas u otros efectos adversos.

Mal funcionamiento/Fallo del Dispositivo

En caso de mal funcionamiento o fallo del dispositivo, siga estos pasos:

- Suspenda su uso de inmediato si nota alguna fuga, dificultad en la activación o que el dispositivo no funciona como debería.
- No intente reparar el dispositivo usted mismo.
- Deseche el dispositivo de manera segura siguiendo las pautas de eliminación proporcionadas.
- Informe del mal funcionamiento al fabricante o a un representante autorizado para una investigación adicional.

Condiciones de almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco.
- Mantener alejado de la luz solar directa y de la humedad.
- El producto tiene una caducidad de 5 años.



AGUJA HIPODÉRMICA

Descripción de los símbolos utilizados

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Fabricado por		Mantener alejado de la luz solar
	Fecha de fabricación		Mantener seco
	Fecha límite de uso		Limitación de temperatura
	Número de lote / Número de serie		Limitación de humedad
	Referencia del producto		No usar si el paquete está dañado
	Dispositivo médico		Sistema de barrera estéril único
	Identificador único del dispositivo		No reutilizar
	Representante autorizado en Europa		Libre de látex
	Marcado CE		No pirogénico
	Esterilizado con óxido de etileno		Consultar las IFU
	No re-esterilizar		No usar con gancho
	Precaución / Advertencia (Leer las IFU antes de usar)		Almacenar en posición vertical
	Frágil. Manipular con cuidado		

I'M MEDICARE

Dirección: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Marruecos

Email: contact@immedicare.ma

Número de teléfono: +212 524 32 08 77

Fax: +212 524 32 06 29

Sitio web: www.immedicare.ma



Nombre: EUCEREP


Dirección: Roald Dahllaan 33, 5629MC, Eindhoven, Países Bajos

Email: eucerep@eucerep.com



AGULHA HIPODÉRMICA

Tipo de produto

Agulha hipodérmica								UDI-DI de base: 611800222HYPONDLEL
16G	17G	18G	20G	21G	22G	23G	24G	
25G	26G	28G	29G	30G	31G	32G		

Componentes do produto

Nome	Matéria-prima
Agulha Hipodérmica	Aço inoxidável, SS304, PP – Polipropileno
Tampa de Proteção/Segurança	PP – Polipropileno
Material de Embalagem	Papel de grau médico e filme transparente para esterilização com óxido de etileno (EtO), embalado individualmente em blister.

Descrição do produto

- Dispositivo tubular oco, afiado e biselado, não dedicado, projetado para injetar substâncias no corpo ou extrair fluidos quando conectado a um dispositivo não invasivo. Algumas variantes incluem um mecanismo de proteção (ex.: tampa de segurança) para evitar lesões por objetos cortantes.
- Não é especificamente destinado à coleta de sangue ou à punção arterial e não possui asas de fixação, diferenciando-se das agulhas de coleta de sangue, intra-arteriais ou borboleta venosas.
- Este é um dispositivo de uso único, garantindo segurança e reduzindo o risco de contaminação.

Utilização prevista

- As agulhas hipodérmicas são usadas para injetar substâncias no corpo ou extrair fluidos quando conectadas a um dispositivo não invasivo (por exemplo, seringa, conjunto secundário de medicação).
- Uma agulha hipodérmica oferece uma opção rápida, segura e fácil para a administração rápida de líquidos ao paciente quando a substância injetada não pode ser ingerida por via oral, pois não seria absorvida ou poderia prejudicar os órgãos.

Usuário previsto

O dispositivo médico deve ser utilizado por um profissional de saúde.

População de pacientes

As agulhas hipodérmicas são projetadas para uso em indivíduos de todas as idades, desde recém-nascidos até adultos e idosos.



AGULHA HIPODÉRMICA

Instruções de utilização

- Abrir a embalagem, retirando-a do local de abertura indicado pelo sinal de seta.
- Verificar visualmente se o conteúdo da embalagem está completo e se a embalagem não está danificada.
- A embalagem do produto é constituída por uma agulha esterilizada.
- Sem retirar a tampa protetora da agulha, fixar firmemente a seringa e a agulha, empurrando a agulha para a ponta da seringa e rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
- Retirar cuidadosamente a tampa protetora da agulha sem danificar a agulha. No caso das agulhas hipodérmicas de segurança, retirar cuidadosamente a tampa de proteção da agulha sem danificar a agulha.
- Injetar o líquido a ser injetado por via intravenosa, intramuscular, subcutânea ou intradérmica, de acordo com o procedimento de aplicação.

A versão eletrónica de "IFU/HYPONDL/001 - Instruções de utilização" está disponível em www.immedicare.ma.

Compatibilidade com outros dispositivos médicos

Adequado para utilização com a norma "EN ISO 80369-7 Conectores de pequeno diâmetro para líquidos e gases em aplicações de cuidados de saúde - Parte 7: Conectores para aplicações intravenosas ou hipodérmicas".

Indicações

- As agulhas hipodérmicas de aço inoxidável vazias, estéreis e de utilização única são utilizadas pelos utilizadores finais para a injeção ou retirada de fluidos corporais (sangue, etc.) e de fluidos médicos, como medicamentos.
- Também podem ser utilizadas para a preparação de líquidos/drogas.

Contra-indicações

- As agulhas hipodérmicas não são utilizadas em mais do que um doente. O produto pode ser utilizado numa condição estéril única com um único doente.
- Não é possível efetuar uma limpeza ou reesterilização. Não se destina a ser utilizado fora da utilização prevista especificada. Após a utilização, eliminar o produto como lixo hospitalar.

Precauções

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta e danificada.
- Verificar visualmente se o conteúdo da embalagem está completo e se a embalagem não está danificada.
- Não utilizar o produto após o prazo de validade impresso na embalagem primária.
- Antes da utilização, verificar se a agulha hipodérmica não está bloqueada e se o fluxo não está obstruído.
- Para a segurança das agulhas hipodérmicas, ative-a longe de você e dos outros utilizando a técnica de uma mão só. Para um nível de segurança elevado, utilize apenas a área do almofadado do dedo sobre o grande tecido rugoso ao ativar a tampa de segurança. Se ficar líquido na agulha durante a ativação da tampa de segurança ou após a injeção, isso pode causar um pequeno respingo.
- No caso das agulhas hipodérmicas de segurança, para ajudar a evitar o VIH (SIDA), o VHB (hepatite) e outras doenças infecciosas devidas a seringas acidentais, ativar o mecanismo de proteção imediatamente após a utilização.



AGULHA HIPODÉRMICA

- Após a injeção ou aspiração, eliminar o produto como lixo hospitalar.
- O produto destina-se a uma única utilização. Não pode ser reutilizado, retrabalhado ou reesterilizado.
- Se a embalagem esterilizada não for utilizada imediatamente após a abertura, existe o risco de contaminação. Se a esterilidade do produto não puder ser mantida, não utilizar o produto.
- A reutilização do produto pode causar infecções, contaminação cruzada e sépsis.

Isenção de responsabilidade

- O dispositivo médico é fornecido com funcionalidade limitada, e a I'M MEDICARE não garante qualquer risco previsível resultante de uso inadequado/ indevido do dispositivo médico.
- O dispositivo não deve ser utilizado fora das indicações/instruções de uso. Caso o dispositivo seja usado fora das instruções descritas, o fabricante/fornecedor deve ser informado sobre qualquer uso fora de suas recomendações.
- Em caso de um incidente grave, este deve ser reportado ao fabricante e à autoridade competente.

Para qualquer comentário ou consulta, os clientes/usuários podem nos contactar em:

E-mail: contact@immedicare.ma

Atendimento ao cliente: +212 524 32 08 77

Evento adverso

- O dispositivo é fornecido com funcionalidade limitada e não apresenta riscos previsíveis em seu uso.
- O uso inadequado pode causar vermelhidão, inchaço, hematomas ou outros efeitos adversos.

Mau Funcionamento/Falha do Dispositivo

Em caso de mau funcionamento ou falha do dispositivo, siga estes passos:

- Interrompa imediatamente o uso se notar qualquer vazamento, dificuldade na ativação ou falha no funcionamento esperado.
- Não tente reparar o dispositivo por conta própria.
- Descarte o dispositivo com segurança seguindo as diretrizes de descarte fornecidas.
- Relate o mau funcionamento ao fabricante ou a um representante autorizado para investigação adicional.

Condições de armazenamento

- Armazenar num local fresco e seco.
- Manter afastado da luz solar direta e de condições de humidade.
- O produto tem um prazo de validade de 5 anos.



AGULHA HIPODÉRMICA

Descripción de los símbolos utilizados

Símbolo	Descrição	Símbolo	Descrição
	Fabricado por		Manter longe da luz solar
	Data de fabricação		Manter seco
	Data de expiração		Limitação de temperatura
LOT	Número do lote / Número do batch		Limitação de umidade
REF	Referência do produto		Não usar se a embalagem estiver danificada
MD	Dispositivo médico		Sistema de barreira estéril único
UDI	Identificador único do dispositivo		Não reutilizar
EC REP	Representante autorizado na Europa		Livre de látex
CE	Marca CE		Não pirógeno
STERILE EO	Esterilizado com óxido de etileno		Consultar as IFU
	Não reesterilizar		Não usar com gancho
	Cuidado / Aviso (Leia as IFU antes de usar)		Armazenar na posição vertical
	Frágil. Manusear com cuidado		

I'M MEDICARE

Endereço: Lot 21, Parc Industriel Sidi Bou Othmane, 43303, Marrocos

Email: contact@immedicare.ma

Número de telefone: +212 524 32 08 77

Fax: +212 524 32 06 29

Site: www.immedicare.ma

EC REP

Nome: EUCEREP

Endereço: Roald Dahllaan 33, 5629MC, Eindhoven, Países Baixos

Email: eucerep@eucerep.com



MADE IN MOROCCO