

## Aiguilles Hypodermiques

- Conforme aux normes **ISO 9626** et **ISO 10993-1**.
- Couleur Hub conforme à la norme **ISO 6009**.
- Non toxique - Non pyrogène.
- **Stérile** : Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Canule à surface lisse pour une pénétration facile.
- **Matières premières de haute qualité** : Acier inoxydable 304, silicone et PP de grade médical.
- Inclut un capuchon de protection.
- **Barrière stérile** : Blister.
- Usage unique.



| Référence   | Jauge | Taille métrique (mm) | Longueur (mm) | Longueur métrique (mm) | Code couleur | Unité |
|-------------|-------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|-------|
| IT-00-01-SN | 16G   | 1,6                  | 1"            | 25                     | Blanc        | 100   |
| IT-00-02-SN | 16G   | 1,6                  | 1 1/4"        | 32                     | Blanc        | 100   |
| IT-00-03-SN | 16G   | 1,6                  | 1 1/2"        | 38                     | Blanc        | 100   |
| IT-00-04-SN | 17G   | 1,4                  | 3/4"          | 20                     | Pourpre      | 100   |
| IT-00-05-SN | 17G   | 1,4                  | 1"            | 25                     | Pourpre      | 100   |
| IT-00-06-SN | 17G   | 1,4                  | 1 1/4"        | 32                     | Pourpre      | 100   |
| IT-00-07-SN | 17G   | 1,4                  | 1 1/2"        | 38                     | Pourpre      | 100   |
| IT-00-08-SN | 17G   | 1,4                  | 1/2"          | 13                     | Pourpre      | 100   |
| IT-00-09-SN | 18G   | 1,2                  | 1/4"          | 6                      | Rose         | 100   |
| IT-00-10-SN | 18G   | 1,2                  | 1/2"          | 13                     | Rose         | 100   |
| IT-00-11-SN | 18G   | 1,2                  | 3/4"          | 20                     | Rose         | 100   |
| IT-00-12-SN | 18G   | 1,2                  | 1"            | 25                     | Rose         | 100   |
| IT-00-13-SN | 18G   | 1,2                  | 1 1/4"        | 32                     | Rose         | 100   |
| IT-00-14-SN | 18G   | 1,2                  | 1 1/2"        | 38                     | Rose         | 100   |
| IT-00-15-SN | 20G   | 0,9                  | 1"            | 25                     | Jaune        | 100   |
| IT-00-16-SN | 20G   | 0,9                  | 1 1/4"        | 32                     | Jaune        | 100   |
| IT-00-17-SN | 20G   | 0,9                  | 1 1/2"        | 38                     | Jaune        | 100   |
| IT-00-19-SN | 21G   | 0,8                  | 1 1/4"        | 32                     | Vert         | 100   |
| IT-00-20-SN | 21G   | 0,8                  | 1 1/2"        | 38                     | Vert         | 100   |
| IT-00-18-SN | 21G   | 0,8                  | 2"            | 50                     | Vert         | 100   |
| IT-00-21-SN | 22G   | 0,7                  | 1"            | 25                     | Noir         | 100   |
| IT-00-22-SN | 22G   | 0,7                  | 1 1/4"        | 32                     | Noir         | 100   |
| IT-00-23-SN | 22G   | 0,7                  | 1 1/2"        | 38                     | Noir         | 100   |
| IT-00-24-SN | 23G   | 0,6                  | 1"            | 25                     | Bleu         | 100   |
| IT-00-25-SN | 23G   | 0,6                  | 1 1/4"        | 32                     | Bleu         | 100   |
| IT-00-26-SN | 23G   | 0,6                  | 1 1/2"        | 38                     | Bleu         | 100   |

## Aiguilles Hypodermiques

| Référence   | Jauge | Taille métrique (mm) | Longueur (mm) | Longueur métrique (mm) | Code couleur | Unité |
|-------------|-------|----------------------|---------------|------------------------|--------------|-------|
| IT-00-27-SN | 24G   | 0,55                 | 1"            | 25                     | Violet       | 100   |
| IT-00-28-SN | 24G   | 0,55                 | 1 1/4"        | 32                     | Violet       | 100   |
| IT-00-29-SN | 24G   | 0,55                 | 1 1/2"        | 38                     | Violet       | 100   |
| IT-00-30-SN | 25G   | 0,5                  | 3/4"          | 20                     | Orange       | 100   |
| IT-00-31-SN | 25G   | 0,5                  | 1"            | 25                     | Orange       | 100   |
| IT-00-32-SN | 25G   | 0,5                  | 1 1/4"        | 32                     | Orange       | 100   |
| IT-00-33-SN | 26G   | 0,45                 | 1"            | 25                     | Marron       | 100   |
| IT-00-34-SN | 28G   | 0,36                 | 1/2"          | 13                     | Bleu-vert    | 100   |
| IT-00-40-SN | 28G   | 0,36                 | 1"            | 25                     | Bleu-vert    | 100   |
| IT-00-35-SN | 29G   | 0,33                 | 1/2"          | 13                     | Rouge        | 100   |
| IT-00-41-SN | 29G   | 0,33                 | 1"            | 25                     | Rouge        | 100   |
| IT-00-43-SN | 29G   | 0,33                 | 3/8"          | 10                     | Rouge        | 100   |
| IT-00-44-SN | 29G   | 0,33                 | 1/2"          | 12                     | Rouge        | 100   |
| IT-00-36-SN | 30G   | 0,3                  | 1/2"          | 13                     | Jaune        | 100   |
| IT-00-37-SN | 30G   | 0,3                  | 5/16"         | 8                      | Jaune        | 100   |
| IT-00-42-SN | 30G   | 0,3                  | 1"            | 25                     | Jaune        | 100   |
| IT-00-45-SN | 30G   | 0,3                  | 5/32"         | 4                      | Jaune        | 100   |
| IT-00-46-SN | 30G   | 0,3                  | 1/4"          | 6                      | Jaune        | 100   |
| IT-00-47-SN | 30G   | 0,3                  | 5/16"         | 8                      | Jaune        | 100   |
| IT-00-48-SN | 30G   | 0,3                  | 3/16"         | 10                     | Jaune        | 100   |
| IT-00-38-SN | 31G   | 0,25                 | 1/2"          | 13                     | Blanc        | 100   |
| IT-00-39-SN | 31G   | 0,25                 | 5/16"         | 8                      | Blanc        | 100   |
| IT-00-49-SN | 31G   | 0,25                 | 5/32"         | 4                      | Blanc        | 100   |
| IT-00-50-SN | 31G   | 0,25                 | 3/16"         | 5                      | Blanc        | 100   |
| IT-00-51-SN | 31G   | 0,25                 | 1/4"          | 6                      | Blanc        | 100   |
| IT-00-52-SN | 31G   | 0,25                 | 5/16"         | 8                      | Blanc        | 100   |
| IT-00-53-SN | 32G   | 0,23                 | 5/32"         | 4                      | Vert         | 100   |
| IT-00-54-SN | 32G   | 0,23                 | 3/16"         | 5                      | Vert         | 100   |
| IT-00-55-SN | 32G   | 0,23                 | 1/4"          | 6                      | Vert         | 100   |
| IT-00-56-SN | 32G   | 0,23                 | 5/16"         | 8                      | Vert         | 100   |