

Seringues 3 pièces **SOLOJEKT®** avec ou sans aiguille



Description

- La seringue **SOLOJEKT®** peut être utilisée pour des injections ainsi que pour des prélèvements.
- Disponible en 2,5/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml et 50/60 ml.
- Embout centré disponible en Luer Lock ou Luer Slip.
- La seringue montée se compose de 3 pièces : le corps, le piston et le joint de piston.
- Sans aiguille, elle apporte fiabilité et robustesse.
- Son cylindre extrêmement transparent et son joint de piston avec double bague d'étanchéité permettent un parfait contrôle de l'injection.

Caractéristiques techniques

• **Matériau des composants :**

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP) de grade médical ;
- Piston : Polypropylène (PP) de grade médical ;
- Joint de piston : Élastomère thermoplastique (sans latex) ;
- Lubrifiant : Silicone (inférieur à 0,25 µg/mm²) ;
- Marquages : Encre permanente ;
- Sans latex, sans PVC, ni DEHP.

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Type de dispositif | : Dispositif médical stérile à usage unique. |
| • Stérilisation | : Par oxyde d'éthylène. |
| • Durée de vie | : 5 ans après stérilisation. |
| • Conditionnement | : Sous emballage unitaire en pack blister, en boîte de 50 et boîte de 100. |
| • Conditions de stockage | : Conserver à température ambiante, sans condensation.
Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil. |

• **Conformité :**

- **Certification** : ISO 7886-1 ; ISO 13485 :2016
- **Biocompatibilité** : Selon les normes ISO 10993
- **N° Enregistrement au ministère de la Santé** : 14750/2024/9195-2024/DM/DPS/DMP/18