

Gants en nitrile non poudrés



Description

- Les gants en nitrile offrent une protection renforcée.
- Ils sont particulièrement résistants aux virus, bactéries, micro-organismes, ainsi qu'aux substances chimiques, ayant été testés avec de nombreux produits.
- La texture micro-rugueuse au bout des doigts garantit une meilleure prise en main.
- Leur épaisseur optimisée et leur souplesse les rendent parfaits pour les soins médicaux nécessitant précision et dextérité.
- Ces gants jetables sont recommandés pour les examens médicaux, les laboratoires (grâce à leur résistance aux virus), et les applications industrielles.
- Compatibles avec le contact alimentaire, ils conviennent également à l'industrie alimentaire et agroalimentaire.
- Sans latex et non poudrés, ils respectent les nouvelles directives pour les manipulations médicales. Ils sont particulièrement adaptés aux personnes allergiques au latex ou sensibles à la poudre.
- Fabriqués en Chine.

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Matériaux | : Gants en nitrile (élastique, souple et résistant) sans latex et non poudrés ; |
| • Coloris | : Bleu ;
Noir. |
| • Dimensions | : Longueur : 240 mm. |
| • Type de dispositif | : Dispositif médical de classe I, gants non stériles à usage unique ;
Equipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III. |
| • Durée de vie | : 5 ans. |
| • Conditionnement | : Boîte distributrice contenant 100 gants ambidextres. |
| • Conditions de stockage | : Conservez dans un endroit frais et sec ;
Protégez la boîte ouverte de la lumière directe du soleil, de l'éclairage fluorescent ou des rayons X. |

• Conformité :

- **Dispositif médical de Classe I** : Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CEE NF EN 455-1/2/3/4 Gants médicaux non réutilisables.

Gants en nitrile non poudrés

Numéro d'article	Nom	Taille	Code couleur	Unité
NPF3002	Gants Nitrile bleus Sans poudre M/3.5g ± 0.3g	S M L	Bleu	100
NPF3003			Bleu	100
NPF3004			Bleu	100
NPF3002B	Gants Nitrile noirs Sans poudre M/3.5g ± 0.3g	S M L	Noir	100
NPF3003B			Noir	100
NPF3004B			Noir	100

