

SERINGUE AD AVEC AIGUILLE **SOLOJEKT AD**® 0,5ml



Description

- La seringue **SOLOJEKT AD**® 0,5 ml est un dispositif stérile destiné à l'immunisation à dose fixe.
- Dotée d'un cylindre transparent et d'un piston équipé d'un mécanisme intégré de sécurité anti-réutilisation (RUP), elle garantit une utilisation unique.
- L'aiguille hypodermique est **fixée en permanence** à son extrémité, assurant une stabilité optimale lors de l'injection.

Caractéristiques techniques

• Matériau des composants :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP) de grade médical ;
- Piston : Polypropylène (PP) de grade médical ;
- Joint de piston : Élastomère thermoplastique (sans latex) ;
- Lubrifiant : Silicone (inférieur à 0,25 µg/mm²) ;
- Marquages : Encre permanente ;
- Sans latex, sans PVC, ni DEHP.

• Matériau des composants des aiguilles non serties :

- Aiguille : Acier inoxydable ;
- Embase de l'aiguille : Polypropylène (PP) avec code couleur ;
- Capuchon de l'aiguille : Polypropylène (PP) ;
- Colle : Résine de type époxy ;
- Sans latex, sans PVC, ni DEHP.

- **Type de dispositif** : Dispositif médical stérile à usage unique.
- **Stérilisation** : Par oxyde d'éthylène.
- **Durée de vie** : 5 ans après stérilisation.
- **Conditionnement** : Sous emballage unitaire en pack blister, en boîte de 100.
- **Conditions de stockage** : Conserver à température ambiante, sans condensation.
Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

• Conformité :

- **Certification** : ISO 7886-1 ; ISO 7886-3 ; ISO 7864 ; ISO 13485:2016
- **Biocompatibilité** : Selon les normes ISO 10993
- **N° Enregistrement au ministère de la Santé** : 14478/2024/9195-2024/DM/DPS/DMP/18



SERINGUE AD AVEC AIGUILLE SOLOJEKT AD® 0,5ml

0,5 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-01-24-FX	Seringue autobloquante avec aiguille	Vaccination à dose fixe	IT-01-24-FX
IT-01-27-FX			IT-01-27-FX
IT-01-30-FX			IT-01-30-FX