


Seringues autobloquante 3 pièces **SOLOJEKT AD®** avec aiguille



Description

- La seringue **SOLOJEKT AD®** dispose d'un système de sécurité qui bloque le piston après une seule utilisation.
- Elle peut être utilisée pour des injections ainsi que pour des prélèvements.
- Disponible en 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml et 20 ml.
- Embout centré disponible en **Luer Lock** ou **Luer Slip**.
- La seringue montée se compose de 3 pièces : le corps, le piston et le joint de piston.
- Son cylindre extrêmement transparent et son joint de piston permet un parfait contrôle de l'injection.

Caractéristiques techniques

• Matériau des composants :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP) de grade médical ;
- Piston : Polypropylène (PP) de grade médical ;
- Joint de piston : Élastomère thermoplastique (sans latex) ;
- Lubrifiant : Silicone (inférieur à 0,25 µg/mm²) ;
- Marquages : Encre permanente ;
- Sans latex, sans PVC, ni DEHP.

• Matériau des composants des aiguilles non serties :

- Aiguille : Acier inoxydable ;
- Embase de l'aiguille : Polypropylène (PP) avec code couleur ;
- Capuchon de l'aiguille : Polypropylène (PP) ;
- Colle : Résine de type époxy ;
- Sans latex, sans PVC, ni DEHP.

- **Type de dispositif** : Dispositif médical stérile à usage unique.
- **Stérilisation** : Par oxyde d'éthylène.
- **Durée de vie** : 5 ans après stérilisation.
- **Conditionnement** : Sous emballage unitaire en pack blister, en boîte de 50 et boîte de 100.
- **Conditions de stockage** : Conserver à température ambiante, sans condensation.
Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

• Conformité :

- **Certification** : ISO 7886-1 ; ISO 7886-4 ; ISO 7864 ; ISO 13485:2016
- **Biocompatibilité** : Selon les normes ISO 10993
- **N° Enregistrement au ministère de la Santé** : 14748/2024/9196-2024/DM/DPS/DMP/18



Seringues autobloquante 3 pièces SOLOJEKT AD[®] avec aiguille

1 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-16-24-LS	Seringue autobloquante avec aiguille	Luer Slip	23G1"
IT-16-25-LS			23G1 1/4"
IT-16-26-LS			23G1 1/2"
IT-16-27-LS			24G1"
IT-16-28-LS			24G1 1/4"
IT-16-29-LS			24G1 1/2"
IT-16-30-LS			25G1"
IT-16-31-LS			25G1 1/4"
IT-16-32-LS			25G1 1/2"
IT-16-34-LS			28G 1/2"
IT-16-40-LS			28G1"
IT-16-35-LS			29G 1/2"
IT-16-41-LS			29G1"
IT-16-36-LS			30G 1/2"
IT-16-42-LS			30G
IT-16-24-LL		Luer Lock	23G1"
IT-16-25-LL			23G1 1/4"
IT-16-26-LL			23G1 1/2"
IT-16-27-LL			24G1"
IT-16-28-LL			24G1 1/4"
IT-16-29-LL			24G1 1/2"
IT-16-30-LL			25G1"
IT-16-31-LL			25G1 1/4"
IT-16-32-LL			25G1 1/2"
IT-16-34-LL			28G 1/2"
IT-16-40-LL			28G1"
IT-16-35-LL			29G 1/2"
IT-16-41-LL			29G1"
IT-16-36-LL			30G 1/2"
IT-16-42-LL			30G



Seringues autobloquante 3 pièces **SOLOJEKT AD[®]** avec aiguille

3 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-02-12-LS	Seringue autobloquante avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-02-13-LS			18G1 1/4"
IT-02-14-LS			18G1 1/2"
IT-02-18-LS			21G1"
IT-02-19-LS			21G1 1/4"
IT-02-20-LS			21G1 1/2"
IT-02-21-LS			22G1"
IT-02-22-LS			22G1 1/4"
IT-02-23-LS			22G1 1/2"
IT-02-24-LS			23G1
IT-02-25-LS			23G1 1/4"
IT-02-26-LS			23G1 1/2"
IT-02-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-02-13-LL			18G1 1/4"
IT-02-14-LL			18G1 1/2"
IT-02-18-LL			21G1"
IT-02-19-LL			21G1 1/4"
IT-02-20-LL			21G1 1/2"
IT-02-21-LL			22G1"
IT-02-22-LL			22G1 1/4"
IT-02-23-LL			22G1 1/2"
IT-02-24-LL			23G1
IT-02-25-LL			23G1 1/4"
IT-02-26-LL			23G1 1/2"



Seringues autobloquante 3 pièces SOLOJEKT AD[®] avec aiguille

5 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-04-12-LS	Seringue autobloquante avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-04-13-LS			18G1 1/4"
IT-04-14-LS			18G1 1/2"
IT-04-18-LS			21G1"
IT-04-19-LS			21G1 1/4"
IT-04-20-LS			21G1 1/2"
IT-04-21-LS			22G1"
IT-04-22-LS			22G1 1/4"
IT-04-23-LS			22G1 1/2"
IT-04-24-LS			23G1
IT-04-25-LS			23G1 1/4"
IT-04-26-LS			23G1 1/2"
IT-04-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-04-13-LL			18G1 1/4"
IT-04-14-LL			18G1 1/2"
IT-04-18-LL			21G1"
IT-04-19-LL			21G1 1/4"
IT-04-20-LL			21G1 1/2"
IT-04-21-LL			22G1"
IT-04-22-LL			22G1 1/4"
IT-04-23-LL			22G1 1/2"
IT-04-24-LL			23G1
IT-04-25-LL			23G1 1/4"
IT-04-26-LL			23G1 1/2"



Seringues autobloquante 3 pièces SOLOJEKT AD[®] avec aiguille

10 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-06-12-LS	Seringue autobloquante avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-06-13-LS			18G1 1/4"
IT-06-14-LS			18G1 1/2"
IT-06-18-LS			21G1"
IT-06-19-LS			21G1 1/4"
IT-06-20-LS			21G1 1/2"
IT-06-21-LS			22G1"
IT-06-22-LS			22G1 1/4"
IT-06-23-LS			22G1 1/2"
IT-06-24-LS			23G1
IT-06-25-LS			23G1 1/4"
IT-06-26-LS			23G1 1/2"
IT-06-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-06-13-LL			18G1 1/4"
IT-06-14-LL			18G1 1/2"
IT-06-18-LL			21G1"
IT-06-19-LL			21G1 1/4"
IT-06-20-LL			21G1 1/2"
IT-06-21-LL			22G1"
IT-06-22-LL			22G1 1/4"
IT-06-23-LL			22G1 1/2"
IT-06-24-LL			23G1
IT-06-25-LL			23G1 1/4"
IT-06-26-LL			23G1 1/2"



Seringues autobloquante 3 pièces SOLOJEKT AD[®] avec aiguille

20 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-08-12-LS	Seringue autobloquante avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-08-13-LS			18G1 1/4"
IT-08-14-LS			18G1 1/2"
IT-08-18-LS			21G1"
IT-08-19-LS			21G1 1/4"
IT-08-20-LS			21G1 1/2"
IT-08-21-LS			22G1"
IT-08-22-LS			22G1 1/4"
IT-08-23-LS			22G1 1/2"
IT-08-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-08-13-LL			18G1 1/4"
IT-08-14-LL			18G1 1/2"
IT-08-18-LL			21G1"
IT-08-19-LL			21G1 1/4"
IT-08-20-LL			21G1 1/2"
IT-08-21-LL			22G1"
IT-08-22-LL			22G1 1/4"
IT-08-26-LL			22G1 1/2"