

Seringues 3 pièces **SOLOJEKT®** avec ou sans aiguille



Description

- La seringue **SOLOJEKT®** peut être utilisée pour des injections ainsi que pour des prélèvements.
- Disponible en 2,5 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml et 50/60 ml.
- Embout centré disponible en **Luer Lock** ou **Luer Slip**.
- La seringue montée se compose de 3 pièces : le corps, le piston et le joint de piston.
- Sans aiguille, elle apporte fiabilité et robustesse.
- Son cylindre extrêmement transparent et son joint de piston permettent un parfait contrôle de l'injection.
- Fabriquée au Maroc.

Caractéristiques techniques

• Matériau des composants :

- Corps de la seringue : Polypropylène (PP) de grade médical ;
- Piston : Polypropylène (PP) de grade médical ;
- Joint de piston : Élastomère thermoplastique (sans latex) ;
- Lubrifiant : Silicone (inférieur à 0,25 µg/mm²) ;
- Marquages : Encre permanente ;
- Sans latex, sans PVC, ni DEHP.

• Matériau des composants des aiguilles non serties :

- Aiguille : Acier inoxydable ;
- Embase de l'aiguille : Polypropylène (PP) avec code couleur ;
- Capuchon de l'aiguille : Polypropylène (PP) ;
- Colle : Résine de type époxy ;
- Sans latex, sans PVC, ni DEHP.

- **Type de dispositif** : Dispositif médical stérile à usage unique.
- **Stérilisation** : Par oxyde d'éthylène.
- **Durée de vie** : 5 ans après stérilisation.
- **Conditionnement** : Sous emballage unitaire en pack blister, en boîte de 50 et boîte de 100.
- **Conditions de stockage** : Conserver à température ambiante, sans condensation.
Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

• Conformité :

- **Certification** : ISO 7886-1 ; ISO 7864 ; ISO 13485:2016
- **Biocompatibilité** : Selon les normes ISO 10993
- **N° Enregistrement au ministère de la Santé** : 14750/2024/9195-2024/DM/DPS/DMP/18



Seringues 3 pièces **SOLOJEKT®** avec ou sans aiguille

2,5 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-33-12-LS	Seringue hypodermique avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-33-13-LS			18G1 1/4"
IT-33-14-LS			18G1 1/2"
IT-33-18-LS			21G1"
IT-33-19-LS			21G1 1/4"
IT-33-20-LS			21G1 1/2"
IT-33-21-LS			22G1"
IT-33-22-LS			22G1 1/4"
IT-33-23-LS			22G1 1/2"
IT-33-24-LS			23G1
IT-33-25-LS			23G1 1/4"
IT-33-26-LS			23G1 1/2"
IT-33-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-33-13-LL			18G1 1/4"
IT-33-14-LL			18G1 1/2"
IT-33-18-LL			21G1"
IT-33-19-LL			21G1 1/4"
IT-33-20-LL			21G1 1/2"
IT-33-21-LL			22G1"
IT-33-22-LL			22G1 1/4"
IT-33-23-LL			22G1 1/2"
IT-33-24-LL			23G1
IT-33-25-LL			23G1 1/4"
IT-33-26-LL			23G1 1/2"



Seringues 3 pièces **SOLOJEKT®** avec ou sans aiguille

3 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-03-12-LS	Seringue hypodermique avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-03-13-LS			18G1 1/4"
IT-03-14-LS			18G1 1/2"
IT-03-18-LS			21G1"
IT-03-19-LS			21G1 1/4"
IT-03-20-LS			21G1 1/2"
IT-03-21-LS			22G1"
IT-03-22-LS			22G1 1/4"
IT-03-23-LS			22G1 1/2"
IT-03-24-LS			23G1
IT-03-25-LS			23G1 1/4"
IT-03-26-LS			23G1 1/2"
IT-03-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-03-13-LL			18G1 1/4"
IT-03-14-LL			18G1 1/2"
IT-03-18-LL			21G1"
IT-03-19-LL			21G1 1/4"
IT-03-20-LL			21G1 1/2"
IT-03-21-LL			22G1"
IT-03-22-LL			22G1 1/4"
IT-03-23-LL			22G1 1/2"
IT-03-24-LL			23G1
IT-03-25-LL			23G1 1/4"
IT-03-26-LL			23G1 1/2"
IT-03-00-WO	Seringue hypodermique sans aiguille	Luer Slip	-
		Luer Lock	



Seringues 3 pièces **SOLOJEKT®** avec ou sans aiguille

5 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-05-12-LS	Seringue hypodermique avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-05-13-LS			18G1 1/4"
IT-05-14-LS			18G1 1/2"
IT-05-18-LS			21G1"
IT-05-19-LS			21G1 1/4"
IT-05-20-LS			21G1 1/2"
IT-05-21-LS			22G1"
IT-05-22-LS			22G1 1/4"
IT-05-23-LS			22G1 1/2"
IT-05-24-LS			23G1
IT-05-25-LS			23G1 1/4"
IT-05-26-LS			23G1 1/2"
IT-05-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-05-13-LL			18G1 1/4"
IT-05-14-LL			18G1 1/2"
IT-05-18-LL			21G1"
IT-05-19-LL			21G1 1/4"
IT-05-20-LL			21G1 1/2"
IT-05-21-LL			22G1"
IT-05-22-LL			22G1 1/4"
IT-05-23-LL			22G1 1/2"
IT-05-24-LL			23G1
IT-05-25-LL			23G1 1/4"
IT-05-26-LL			23G1 1/2"
IT-05-00-WO	Seringue hypodermique sans aiguille	Luer Slip	-
		Luer Lock	



Seringues 3 pièces **SOLOJEKT®** avec ou sans aiguille

10 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-07-12-LS	Seringue hypodermique avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-07-13-LS			18G1 1/4"
IT-07-14-LS			18G1 1/2"
IT-07-18-LS			21G1"
IT-07-19-LS			21G1 1/4"
IT-07-20-LS			21G1 1/2"
IT-07-21-LS			22G1"
IT-07-22-LS			22G1 1/4"
IT-07-23-LS			22G1 1/2"
IT-07-24-LS			23G1
IT-07-25-LS			23G1 1/4"
IT-07-26-LS			23G1 1/2"
IT-07-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-07-13-LL			18G1 1/4"
IT-07-14-LL			18G1 1/2"
IT-07-18-LL			21G1"
IT-07-19-LL			21G1 1/4"
IT-07-20-LL			21G1 1/2"
IT-07-21-LL			22G1"
IT-07-22-LL			22G1 1/4"
IT-07-23-LL			22G1 1/2"
IT-07-24-LL			23G1
IT-07-25-LL			23G1 1/4"
IT-07-26-LL			23G1 1/2"
IT-07-00-WO	Seringue hypodermique sans aiguille	Luer Slip	-
		Luer Lock	



Seringues 3 pièces **SOLOJEKT®** avec ou sans aiguille

20 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-09-12-LS	Seringue hypodermique avec aiguille	Luer Slip	18G1"
IT-09-13-LS			18G1 1/4"
IT-09-14-LS			18G1 1/2"
IT-09-18-LS			21G1"
IT-09-19-LS			21G1 1/4"
IT-09-20-LS			21G1 1/2"
IT-09-21-LS			22G1"
IT-09-22-LS			22G1 1/4"
IT-09-23-LS			22G1 1/2"
IT-09-12-LL		Luer Lock	18G1"
IT-09-13-LL			18G1 1/4"
IT-09-14-LL			18G1 1/2"
IT-09-18-LL			21G1"
IT-09-19-LL			21G1 1/4"
IT-09-20-LL			21G1 1/2"
IT-09-21-LL			22G1"
IT-09-22-LL			22G1 1/4"
IT-09-23-LL			22G1 1/2"
IT-09-00-WO	Seringue hypodermique sans aiguille	Luer Slip	-
		Luer Lock	



Seringues 3 pièces **SOLOJEKT®** avec ou sans aiguille

50/60 ML			
Référence	Désignation	Embout	Taille de l'aiguille
IT-10-12-LL	Seringue hypodermique avec aiguille	Luer Lock	18G1"
IT-10-13-LL			18G1 1/4"
IT-10-14-LL			18G1 1/2"
IT-10-18-LL			21G1"
IT-10-19-LL			21G1 1/4"
IT-10-20-LL			21G1 1/2"
IT-10-21-LL			22G1"
IT-10-22-LL			22G1 1/4"
IT-10-23-LL			22G1 1/2"
IT-10-00-WO	Seringue hypodermique sans aiguille		-